



Dog Breeder All Clean

LE NETTOYANT SÛR POUR L'AMATEUR DE CHIENS ET L'ÉLEVEUR CARIN PROFESSIONNEL

- ✓ Nettoyant/dégraissant rapide pour tout encrassement organique.
- ✓ Neutralise les odeurs d'urine et d'excréments.
- ✓ Avec une odeur adaptée au chien.
- ✓ 100% biodégradable.
- ✓ Conforme à la norme HACCP.

Caracteristiques techniques

- Testé et approuvé non-irritant pour les yeux et la peau.
- Couleur: jaune.
- Etat température ambiante: liquide.
- Inflammabilité: 0.
- Solubilité: totalement soluble dans l'eau.
- pH: 9.
- Biodégradable: oui.
- Toxicité: non-toxique, ne pas avaler.

Emballage

Dog Breeder All Clean - aérosol 1L	492311000
Dog Breeder All Clean - bidon 5L	492315000
Dog Breeder All Clean - bidon 25L	492325000

Produit

Caracteristiques

Applications

- Pour le nettoyage des sols et des murs de chenils, de cliniques vétérinaires, de pensions canines, des salons de toilettage,
- Pour le nettoyage et le dégraissage de chenils, cages de nuit, remorques,
- Nettoyant puissant pour les encrassements difficiles: dépôts sur les bols de nourriture et d'eau,
- Pour le nettoyage en profondeur des paniers, coussins, couvertures, textile et autres matériaux poreux .
- Sûr sur tout matériau.

Emploi

- Commencer par retirer les encrassements entassés.
- Appliquer Dog Breeder du bas vers le haut.
- Laisser travailler et essuyer avec un tissu humide ou à l'éponge.
- Rincer à l'eau claire et répéter si nécessaire.

Conseils

- Peut être utilisé pur ou dilué à l'eau selon l'application.
- Laisser sécher sur le verre peut provoquer des taches indélébiles.
- Toujours tester la solidité des couleurs sur un endroit peu visible.
- Utiliser une brosse sur les matériaux poreux (tels que béton, bois blanc, tapis, ...).

- Appliquer Dog Breeder sur le textile avant de le mettre dans la machine à laver. Eventuellement frotter. Respecter les consignes de lavage.
- Peut être utilisé dans le nettoyeur à haute pression.
- Utilisez le Green7 Microfibre (tissu microfibre) et le Green7 Scarabee (éponge gomme) pour un résultat parfait.

Ingrédients:

- phosphates <5%
- substances tensioactifs non ioniques <5%
- parfums (Linalool, Limonene, Cinnamyl Alcohol)